

## DESINFECTANTE



# Despadac

Desinfectante de amplio espectro

### Forma farmacéutica

Solución desinfectante.

### Composición

Cloruro de didecil dimetil amonio (Bardac 22®) 10%, Glutaraldehído 4 %, Formaldehído 3,15 %, Glioxal 3,2 %.

### Instrucciones de uso

Limpieza y desinfección de locales, alojamientos, utensilios, material, transporte ganadero, etc., especialmente en épocas con producción de brotes infecciosos. Producto especialmente indicado como desinfectante germicida, fungicida y virucida. Pulverización-nebulización o aspersión-rociado. Despadac se solubiliza fácilmente en agua. Aplicar el producto diluido en agua sobre la superficie del material a desinfectar. Desinfección sistemática: Diluir el producto en agua al 0,4 % (1 L de Despadac para 250 L de agua). Inactivación virus de la Peste porcina africana: Diluir el producto en agua al 1 % (1 L de Despadac para 100 L de agua). En caso de utilizar el producto en pediluvios, duplicar la dosis recomendada anteriormente.

### Presentación

5 L / 25 L

